

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Área Académica de Ingeniería en Computadores

CE 3101 - Bases de Datos

Tarea Corta #1: Hospital TECnológico

Documento de Instalación

Integrantes:

- José Antonio Espinoza Chaves
 - Isaac Herrera Monge
 - Naheem Johnson Solís
 - Michael Valverde Navarro

I Semestre 2023



Índice

Introducción	3
Requisitos de Hardware	3
Requisitos de Software	
API	3
Página Web	3
Base de Datos	4
Pasos de Instalación	4



Introducción

En este documento se proporcionará información detallada sobre los pasos necesarios para instalar y configurar correctamente el software requerido para el funcionamiento del proyecto. Este proyecto consta de tres componentes principales: un API desarrollado en C#, una página web desarrollada en Angular y una base de datos SQL Server. Es importante seguir cuidadosamente cada uno de los pasos descritos en este documento para garantizar una instalación sin problemas y asegurarse de que el proyecto funcione correctamente.

Requisitos de Hardware

Para poder ejecutar el proyecto, es necesario contar con un equipo que cumpla con los siguientes requisitos mínimos:

- Procesador: 2Ghz o superior.
- Memoria RAM: 8 GB o superior.
- Espacio en disco duro: 50 GB libres.
- Pantalla con resolución mínima de 1366x768 píxeles.
- Conexión a internet.

Requisitos de Software

API

Para instalar y ejecutar el API se requiere:

- Visual Studio Community 2022 o superior.
- .NET versión 6.0 o superior.
- C# versión 10.0 o superior.
- System.Data.SqlClient versión 4.8.5 o superior.
- Microsoft SQL Server versión 19.0.1 o superior.

Página Web

Para instalar y ejecutar la página web se requiere:

- Visual Studio Code versión 1.76.2 o superior.
- Angular CLI versión 15.2.4 o superior.
- @angular-devkit/core versión 15.2.4 o superior.
- @angular-devkit/schematics 15.2.4 o superior.
- @angular/cdk 15.2.4 o superior.



- @angular/cli 15.2.4 o superior.
- @angular/material 15.2.4 o superior.
- @schematics/angular 15.2.4 o superior.
- Rxjs versión 7.8.0 o superior.
- Typescript versión 4.9.5 o superior.
- HTML 5.0 o superior.

Base de Datos

Microsoft SQL Server versión 19.0.1

Pasos de Instalación

Una vez que haya verificado que su hardware y software cumplen con los requisitos mínimos, siga estos pasos para instalar el proyecto:

- Descargar e instalar Visual Studio Community 2022 desde el sitio web oficial de Microsoft. En el siguiente enlace: https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/
- 2. Descargar e instalar .NET versión 6.0 desde el sitio web oficial de Microsoft. En el siguiente enlace: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0
- 3. Descargar SQL Server Management Studio 19.0.1 desde el sitio web oficial de Microsoft. En el siguiente enlace: https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads
- 4. Descargar e instalar Visual Studio Code desde el sitio web oficial de Microsoft. En el siguiente enlace: https://code.visualstudio.com/download
- 5. Abrir Visual Studio Code y ejecutar los siguientes comandos en la terminal:

```
npm install -g @angular/cli@15.2.4
ng new nombre_proyecto
cd nombre_proyecto
npm install @angular/cdk@15.2.4 @angular/material@15.2.4 rxjs@7.8.0 typescript@4.9.5
```

Esto instala las dependencias de angular necesarias para el desarrollo web.



- 6. Clonar el repositorio del API en una carpeta local. El repositorio se encuentra en el siguiente enlace https://github.com/maicolvn1399/Rest_API_TC1_Bases_Datos
- 7. Abrir el archivo del API en Visual Studio Community 2022.
- 8. Compilar el proyecto y asegurarse de que no haya errores.
- 9. Ejecutar los scripts de la base de datos y de llenado en Microsoft SQL Server, desde la dependencia de Visual Studio.
- 10. En Visual Studio Code, ejecutar los siguientes comandos en la terminal para correr la página web:

```
ng build --watch --deploy-url /hospital-tecnologico-web-app/ --base-href /hospital-tecnologico-web-app/
ng build --watch --configuration development
ng serve
ng test
```

- 11. Acceder a la página web en un navegador web utilizando la dirección http://localhost:4200.
- 12. Con esto, ya terminaría el proceso de instalación, para ejecutar la aplicación, favor consultar el documento del Manual de Usuario.